


		<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b> FO-M-MT-11	<b>VERSION:</b> 01
				<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> 1/01/2020	
				<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b> Termómetro	
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Prevención		<b>CONSECUTIVO:</b>		No Aplica	
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Prevención		<b>CLASIFICACION DEL RIESGO:</b>		Bajo (I)	
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		<b>DESCRIPCION DEL EQUIPO:</b>			
		Instrumento que sirve para medir la temperatura y mediante un proceso termoelectrico permite la rápida consulta de los datos a través de una pantalla digital			
<b>ITEM:</b>		<b>OPERACIÓN DEL EQUIPO:</b>			
1		Encender el equipo			
2		Colocar la sonda en el sitio que desea monitorear y esperar que se estabilice la temperatura			
3		Lea los números que aparecen en la ventana, estos números indican su temperatura			
4		Escriba la lectura de la temperatura cada vez que se la tome			
<b>ITEM:</b>		<b>RECOMENDACIONES DE USO:</b>			
1		Verificar que este en un lugar seguro			
2		No golpear la pantalla			
3		-----			
4		-----			
5		-----			
6		-----			

		<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b> FO-M-MT-11	<b>VERSION:</b> 01
				<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> 1/01/2020	
				<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b> Termómetro	
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Prevención		<b>CONSECUTIVO:</b>		No Aplica	
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Prevención		<b>CLASIFICACION DEL RIESGO:</b>		Bajo (I)	
<b>ASPECTOS DE SEGURIDAD:</b>					
1		Mantener en un lugar seco y sin humedad			
2		Verificar funcionamiento después de cada uso			
3		Verifique el estado del equipo			
4		Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
<b>SEGURIDAD DEL PACIENTE:</b>					
Al momento de colocar la sonda del dispositivo tener cuidado con no dañar la conexión entre la punta y el dispositivo ya que puede causar que la temperatura pueda ser errónea, a la hora de medir la temperatura con el sensor.					
<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:</b>					
1		Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías			
2		Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
3		Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
<b>SOLUCION DE PROBLEMAS:</b>					
1		Comprobar fuentes de alimentación (baterías)			
2		Comprobar y verificar alambres cuando aplique			
3		Verifique las condiciones de configuración iniciales			
4		En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
5		-----			