

		<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b>	<b>VERSION:</b>
				FO-M-MT-11	01
				<b>FECHA DE VIGENCIA:</b>	
				1/01/2020	
<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b>	Videolaringoscopio	<b>CONSECUTIVO:</b>	No Aplica		
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b>	Prevención	<b>CLASIFICACION DEL RIESGO:</b>	Bajo (I)		
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		<b>DESCRIPCION DEL EQUIPO:</b>			
		Es un instrumento médico simple que sirve principalmente para examinar la glotis y las cuerdas vocales.			
<b>ITEM:</b>	<b>OPERACIÓN DEL EQUIPO:</b>				
1	Sacar del estuche donde se encuentra guardado				
2	Hacer prueba de funcionamiento al bombillo presionándolo y el video en su pantalla				
3	Colocar la hoja desechable para realizar la prueba				
4	Acomodar al paciente y realizar el examen				
<b>ITEM:</b>	<b>RECOMENDACIONES DE USO:</b>				
1	El equipo se debe ubicar en un espacio sanitario.				
2	mantener en un lugar seguro				
3	limpiar y desinfectar constantemente después de usar				
4	No doblar la fibra optima ni mover hacia los lados				
5	No coloque líquidos sobre el equipo				
6					

		<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b>	<b>VERSION:</b>
				FO-M-MT-11	01
				<b>FECHA DE VIGENCIA:</b>	
				1/01/2020	
<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b>	Videolaringoscopio	<b>CONSECUTIVO:</b>	No Aplica		
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b>	Prevención	<b>CLASIFICACION DEL RIESGO:</b>	Bajo (I)		
<b>ASPECTOS DE SEGURIDAD:</b>					
1	Mantener en un lugar seco y sin humedad				
2	Verificar funcionamiento de la camara antes de poner en eso				
3	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo				
4					
<b>SEGURIDAD DEL PACIENTE:</b>					
Algunos de los riesgos de este procedimiento: Sangrado, Infección, Arcadas, Vómitos, Cortes en la boca o la garganta, Lesiones en los dientes, Lesiones en las cuerdas vocales, Problemas para respirar.					
<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:</b>					
1	Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías y accesorios				
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol				
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco				
<b>SOLUCION DE PROBLEMAS:</b>					
1	Comprobar fuentes de alimentación (baterías)				
2	Verifique la instalcion correcta de la hoja desechable				
3	Poner el equipo a una fuente cercana de calor, el equipo no funciona a tempraturas menores a 15 °C				
4	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería				
5					