
		GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
				FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
NOMBRE DEL EQUIPO:	Mesa de cirugía	CONSECUTIVO:	No Aplica		
CLASIFICACION BIOMEDICA:	Prevención	CLASIFICACION DEL RIESGO:	Bajo (I)		
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		DESCRIPCION DEL EQUIPO:			
		Es un equipo electrónico que permite el reposo y soporte del paciente durante la intervención quirúrgica			
OPERACIÓN DEL EQUIPO:					
ITEM:					
1	Instalar accesorios y encender equipo				
2	Hacer prueba de funcionamiento del panel de control				
3	Ajustar a la posición que se desea				
4					
RECOMENDACIONES DE USO:					
ITEM:					
1	El equipo se debe ubicar en un espacio limpio y desinfectado				
2	No utilice de forma brusca la mesa o donde la temperatura o la humedad excede los límites especificados				
3	Controlar y hacer el buen uso de los accesorios				
4	Verifique funcionamiento con regularidad				
5	Realizar limpieza integral del equipo y todos los accesorios				
6					

		GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
				FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
NOMBRE DEL EQUIPO:	Mesa de cirugía	CONSECUTIVO:	No Aplica		
CLASIFICACION BIOMEDICA:	Prevención	CLASIFICACION DEL RIESGO:	Bajo (I)		
ASPECTOS DE SEGURIDAD:					
1	Mantener en un lugar seco y sin humedad				
2	Verificar funcionamiento después de cada uso				
3	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo				
4					
SEGURIDAD DEL PACIENTE:					
Lea la Guía de Seguridad antes de instalar o utilizar la mesa de cirugía, realizar el mantenimiento del equipo. Si no cumple con las instrucciones de seguridad, puede causar lesiones físicas o daños al personal medico y al paciente.					
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:					
1	Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías y accesorios				
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol				
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco				
SOLUCION DE PROBLEMAS:					
1	Comprobar fuentes de alimentación				
2	Verificar funcionamiento del control de mando				
3	Verificar boton de bloqueo				
4	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería				
5					