


	<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b> FO-M-MT-11	<b>VERSION:</b> 01
			<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> 1/01/2020	
			<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b> Termómetro infrarrojo	<b>CONSECUTIVO:</b> 
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Rehabilitación	<b>DESCRIPCION DEL EQUIPO:</b>			
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		 <p>Instrumento que sirve para medir la temperatura y, mediante un proceso infrarrojo permite la rápida consulta de los datos a través de una pantalla digital</p>		
<b>OPERACIÓN DEL EQUIPO:</b>				
ITEM:				
1	Presione el gatillo para encender el equipo, y seleccione modo de funcionamiento			
2	Posicione el equipo en la frente o en el cuello del paciente, este no debe tocar la piel del paciente			
3	Presione nuevamente el gatillo para medir la temperatura			
4				
<b>RECOMENDACIONES DE USO:</b>				
ITEM:				
1	Verificar que el dispositivo este en un lugar seguro			
2	No golpear el equipo o la pantalla			
3	No sumergir o derramar líquidos			
4	Verifique funcionamiento con regularidad			
5				
6				

	<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b> FO-M-MT-11	<b>VERSION:</b> 01
			<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> 1/01/2020	
			<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b> Termómetro infrarrojo	<b>CONSECUTIVO:</b> 
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Rehabilitación	<b>ASPECTOS DE SEGURIDAD:</b>			
1	Mantener en un lugar seco y sin humedad			
2	Verifique el estado del equipo			
3	Realizar calibración frecuentemente			
4	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
<b>SEGURIDAD DEL PACIENTE:</b>				
Ninguna encontrada en la literatura				
<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:</b>				
1	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
2	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
3				
<b>SOLUCION DE PROBLEMAS:</b>				
1	comprobar fuente de alimentación (baterías)			
2	Comprobar funcionamiento del termómetro			
3	Verifique las condiciones de configuración iniciales			
4	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
5				