


	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
			NOMBRE DEL EQUIPO: Termómetro digital	CONSECUTIVO:
CLASIFICACION BIOMEDICA: Rehabilitación	CLASIFICACION DEL RIESGO: Medio (IIA)	DESCRIPCION DEL EQUIPO:		
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		 <p>Instrumento que sirve para medir la temperatura y, mediante un proceso infrarrojo permite la rápida consulta de los datos a través de una pantalla digital</p>		
ITEM:	OPERACIÓN DEL EQUIPO:			
1	Presione el gatillo para encender el equipo, y seleccione modo de funcionamiento			
2	Posicione el equipo en la frente o en el cuello del paciente, este no debe tocar la piel del paciente			
3	Presione nuevamente el gatillo para medir la temperatura			
4				
ITEM:	RECOMENDACIONES DE USO:			
1	Verificar que el dispositivo este en un lugar seguro			
2	No golpear el equipo o la pantalla			
3	No sumergir o derramar líquidos			
4	Verifique funcionamiento con regularidad			
5				
6				

	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
			NOMBRE DEL EQUIPO: Termómetro digital	CONSECUTIVO:
CLASIFICACION BIOMEDICA: Rehabilitación	CLASIFICACION DEL RIESGO: Medio (IIA)	ASPECTOS DE SEGURIDAD:		
1	Mantener en un lugar seco y sin humedad			
2	Verifique el estado del equipo			
3	Realizar calibración frecuentemente			
4	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
SEGURIDAD DEL PACIENTE:				
Ninguna encontrada en la literatura				
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:				
1	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
2	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
3				
SOLUCION DE PROBLEMAS:				
1	comprobar fuente de alimentación (baterías)			
2	Comprobar funcionamiento del termómetro			
3	Verifique las condiciones de configuración iniciales			
4	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
5				