


	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
			NOMBRE DEL EQUIPO: Negatoscopio	
CLASIFICACION BIOMEDICA: Apoyo y Diagnóstico	CONSECUTIVO:	CLASIFICACION DEL RIESGO: No Aplica		
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		DESCRIPCION DEL EQUIPO:		
		Es un instrumento de pantalla luminosa constituida por un cristal esmerilado y alumbrado por detrás, sobre el cual se ponen radiografías u otros clisés para observarlos por transparencia.		
OPERACIÓN DEL EQUIPO:				
ITEM:				
1	Conectar fuente de energía			
2	Encender con el botón inferior			
3	Colocar las muestras sobre la pantalla			
4	Analizar y anotar resultados			
RECOMENDACIONES DE USO:				
ITEM:				
1	No golpear la pantalla			
2	-----			
3	-----			
4	-----			
5	-----			
6	-----			

	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
			NOMBRE DEL EQUIPO: Negatoscopio	
CLASIFICACION BIOMEDICA: Apoyo y Diagnóstico	CONSECUTIVO:	CLASIFICACION DEL RIESGO: No Aplica		
ASPECTOS DE SEGURIDAD:				
1	Mantener en un lugar seco y sin humedad			
2	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
3	-----			
4	-----			
SEGURIDAD DEL PACIENTE:				
Cuidado al usar la pantalla, ya que puede tener descargar eléctricas a las personas que lo usen por mal estado del cableado o por el englobo de la pantalla.				
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:				
1	Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías			
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
SOLUCION DE PROBLEMAS:				
1	Comprobar fuentes de alimentación			
2	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
3	-----			
4	-----			
5	-----			