

		GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO:	VERSION:
				FO-M-MT-11	01
				FECHA DE VIGENCIA:	
				1/01/2020	
NOMBRE DEL EQUIPO:	Marcapasos Externo	CONSECUTIVO:	No Aplica		
CLASIFICACION BIOMEDICA:	Apoyo y Diagnostico	CLASIFICACION DEL RIESGO:	Alto (IIB)		
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		DESCRIPCION DEL EQUIPO:			
		Es una unidad que está compuesto por un generador de estímulos conectado a unos electrodos-parche que se aplican directamente sobre la pared torácica y son los encargados de transmitir el impulso eléctrico.			
ITEM:	OPERACIÓN DEL EQUIPO:				
1	Verificacion del estado de los electrodos y cables de conexión.				
2	Conectar electrodos al paciente de acuerdo a la tecnica usada en su hospital				
3	Encender el equipo y configurar según su necesidad los parametros de frecuencia, corriente de salida y sensibilidad.				
4	Una vez acabado el proceso de la colocación del marcapasos, se deberá tener en cuenta los riesgos y cuidados necesarios.				
ITEM:	RECOMEDACIONES DE USO:				
1	Seguimiento e informes del estado de los conectores				
2	No golpear las partes externas del marcapasos y tener mucho cuidado con los electrodos.				
3	Aumentar la corriente lentamente, apoyarse de un electrocardiograma para verificar un complejo QRS.				
4	Realiza pruebas de verificación de funcionamiento antes de cada uso				
5	Comprobación de los valores estándares del marcapasos y realizar su debida calibración				
6	-----				

		GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO:	VERSION:
				FO-M-MT-11	01
				FECHA DE VIGENCIA:	
				1/01/2020	
NOMBRE DEL EQUIPO:		Marcapasos Externo	CONSECUTIVO:		No Aplica
CLASIFICACION BIOMEDICA:		Apoyo y Diagnostico	CLASIFICACION DEL RIESGO:		Alto (IIB)
ASPECTOS DE SEGURIDAD:					
1	Mantener en un lugar seco y de mayor comodidad				
2	Verificar funcionamiento antes y después de cada uso				
3	No sumergir o derramar líquidos.				
4	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo				
SEGURIDAD DEL PACIENTE:					
Las complicaciones de un marcapasos por su mal utilización son las infecciones donde se implantó el marcapasos, hinchazón, hematoma o sangrado en el lugar del generador. -Daño en los vasos sanguíneos o nervios cerca del marcapasos. -Una gran problema de este dispositivos el grave es colapso pulmonar, por ende se debe manejar con cuidado este dispositivo de apoyo vital.					
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:					
1	Si se utiliza electrodos o parches, remover con limpiador de contactos las entradas de los parches o electrodos				
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol				
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco				
SOLUCION DE PROBLEMAS:					
1	Verificar el estado de las baterías				
2	Comprobar y verificar valores seleccionados en el generador de estímulos				
3	Verifique las condiciones físicas de los cables y electrodos				
4	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería				
5					