



# BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE  
SERVICIOS

Nº 26721

FECHA

Call 01 10 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano

EMPRESA: coemssanal

SEDE: requena 42.

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro

MARCA: Lord

MODELO: Adulto

SERIE: 8952224

UBICACIÓN: Extramural

CODIGO: No Registrado

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: Bratalete pulverizado y pera sin elasticidad.

## ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisión general del equipo  
Revisión pera, válvula y bratalete,  
manómetro  
Verificación de fugas  
Limpieza y desinfección general.  
Pruebas de funcionamiento

## VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mm Hg	89 mmHg	88 mmHg	/	/	/

## REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Bratalete		1
pera		1

## OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Se recomienda usar desinfectantes menos agresivos, puesto que estos deterioran las partes del equipo

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Leidy Marian Burbano  
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Yviana Moscoso  
FUNDACIÓN LÍNEA VITAL AREA ANDINA  
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN