

		GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
				FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
				NOMBRE DEL EQUIPO: Termómetro	
CLASIFICACION BIOMEDICA: Prevención		CONSECUTIVO:		No Aplica	
CLASIFICACION BIOMEDICA: Prevención		CLASIFICACION DEL RIESGO:		Bajo (I)	
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		DESCRIPCION DEL EQUIPO:			
		Instrumento que sirve para medir la temperatura y mediante un proceso termoelectrico permite la rápida consulta de los datos a través de una pantalla digital			
ITEM:		OPERACIÓN DEL EQUIPO:			
1		Instalar baterías AAA			
2		Seleccionar las unidades deseadas para registrar la temperatura			
3		Colocar la sonda en el sitio que desea monitorear y esperar que se establezca la temperatura			
4		Lea los números que aparecen en la ventana, estos números indican su temperatura			
ITEM:		RECOMENDACIONES DE USO:			
1		Verificar que este en un lugar seguro			
2		No golpear la pantalla			
3		Controlar y hacer buen uso de los accesorios			
4		No coloque líquidos sobre el equipo			
5		-----			
6		-----			

		GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
				FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
				NOMBRE DEL EQUIPO: Termómetro	
CLASIFICACION BIOMEDICA: Prevención		CONSECUTIVO:		No Aplica	
CLASIFICACION BIOMEDICA: Prevención		CLASIFICACION DEL RIESGO:		Bajo (I)	
ASPECTOS DE SEGURIDAD:					
1		Mantener en un lugar seco y sin humedad			
2		Verifique el estado del equipo			
3		Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
4		-----			
SEGURIDAD DEL PACIENTE:					
Al momento de colocar la sonda del dispositivo tener cuidado con no dañar la conexión entre la punta y el dispositivo ya que puede causar que la temperatura pueda ser errónea, a la hora de medir la temperatura con el sensor, evitar tener contacto con la conexión entre la sonda y el dispositivo debido a que puede ocurrir una descarga eléctrica.					
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:					
1		Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías			
2		Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
3		Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
SOLUCION DE PROBLEMAS:					
1		Comprobar fuentes de alimentación (baterías)			
2		Comprobar y verificar alambres cuando aplique			
3		Verifique las condiciones de configuración iniciales			
4		En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
5		-----			