

		<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b> FO-M-MT-11	<b>VERSION:</b> 01
				<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> 1/01/2020	
				<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b> Nebulizador	<b>CONSECUTIVO:</b> 
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Rehabilitación		<b>DESCRIPCION DEL EQUIPO:</b>			
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		 <p>Compresor nebulizador compacto Nube 3000 GMRN457-12, para uso en tratamiento de asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias, en la que sea indispensable una medicación durante la terapia.</p>			
<b>ITEM:</b>		<b>OPERACIÓN DEL EQUIPO:</b>			
1		Conectar a la red eléctrica y al suministro de oxígeno			
2		Conectar el circuito de nebulización y encender el equipo			
3		Adicionar el medicamento y conectar la canula o mascaral al paciente			
4		Regular el flujo de oxígeno que sera entregado al paciente			
<b>ITEM:</b>		<b>RECOMENDACIONES DE USO:</b>			
1		Verificar que el lugar de ubicación del equipo.			
2		No generar golpes a la unidad			
3		Realizar limpieza con paño desinfectante			
4		Realiza pruebas de verificación de funcionamiento			
5		Realiza pruebas de verificación de funcionamiento			
6		-----			

		<b>GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO</b>		<b>CODIGO:</b> FO-M-MT-11	<b>VERSION:</b> 01
				<b>FECHA DE VIGENCIA:</b> 1/01/2020	
				<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b> Nebulizador	<b>CONSECUTIVO:</b> 
<b>CLASIFICACION BIOMEDICA:</b> Rehabilitación		<b>ASPECTOS DE SEGURIDAD:</b>			
1		Verifique el estado de la fuente de alimentación			
2		Verifique el estado de instalaciones donde se encuentra el equipo			
3		Verificar partes mecánicas movibles externas del equipo			
4		Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
<b>SEGURIDAD DEL PACIENTE:</b>		<p>Es necesaria una vigilancia de cerca cuando el producto se esté usando para, con, o cerca de niños o personas en situación de discapacidad. Nunca lo utilice si está mareado(a) o adormecido(a).</p>			
<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:</b>					
1		Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías			
2		Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
3		Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
<b>SOLUCION DE PROBLEMAS:</b>					
1		Comprobar fuentes de alimentación			
2		Establecer ritmos de trabajo adecuados y períodos de pausa regulares.			
3		En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
4		-----			
5		-----			