
	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
NOMBRE DEL EQUIPO:	Neuroestimulador	CONSECUTIVO:	No Aplica	
CLASIFICACION BIOMEDICA:	Tratamiento y Mantenimiento de la vida	CLASIFICACION DEL RIESGO:	Bajo(I)	
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		DESCRIPCION DEL EQUIPO:		
		Un neuroestimulador es un dispositivo electrónico no mucho mayor que un reloj. Una vez implantado en el cuerpo normalmente en la parte baja del abdomen o en los glúteos genera suaves impulsos eléctricos que llegan por medio de unos cables hasta el espacio epidural próximo a la columna vertebral. Estos impulsos alterarán los mensajes de dolor antes de que lleguen al cerebro.		
ITEM:	OPERACIÓN DEL EQUIPO:			
1	Encender el equipo y seleccionar modo de funcionamiento PEG o aguja.			
2	Conectar un electrodo en la pinza y pegarlo a un punto de retorno cercano al punto de estimulación			
3	Seleccionar la frecuencia y la corriente que desea aplicar al paciente			
4	Si selecciona PEG, ubique directamente el lapiz sobre el nervio que desea estimular.			
5	Si selecciona aguja, debe ubicar el nervio que desea estimular con ayuda de un equipo de imagenología.			
6	Presionar Start y regular la cantidad de corriente que se va a administrar al paciente.			
ITEM:	RECOMENDACIONES DE USO:			
1	No sumergir en líquidos, no golpear el lapiz PEG			
2	Se debe iniciar la estimulación con la menor cantidad de corriente			
3	Ubicar el electrodo de retorno lo mas cercano al punto de estimulación			

	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO:	VERSION:
			FO-M-MT-11	01
			FECHA DE VIGENCIA:	
		1/01/2020		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Neuroestimulador	CONSECUTIVO:	No Aplica	
CLASIFICACION BIOMEDICA:	Tratamiento y Mantenimiento de la vida	CLASIFICACION DEL RIESGO:	Bajo(I)	
ASPECTOS DE SEGURIDAD:				
1	Verifique el estado de la fuente de alimentación			
2	Verifique el estado del cableado y accesorios			
3	Verificar periodicamente la corriente entregada por el equipo			
4	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
SEGURIDAD DEL PACIENTE:				
Los riesgos del neuroestimulador son mínimos. Se puede sentir una molestia o irritación leve en la piel después de que se retiran los electrodos. No hay ningún riesgo de descarga eléctrica.				
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:				
1	Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías			
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
SOLUCION DE PROBLEMAS:				
1	Comprobar baterías			
2	Verificar la correcta adhesión del electrodo de retorno			
3	Verificar la correcta configuración del equipo			
4	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			
5	-----			