



NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA: Coemssanar

SEDE: Tegucigalpa, 40

NOMBRE DEL EQUIPO: Autoclave

MARCA: Automat

MODELO: 5000

SERIE: No registra

UBICACION: Clinica odontológica 2

CODIGO: 0405968

INFRAESTRUCTURA: ☒

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACION: ☐

INSTALACION: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: Suena muy fuerte y no biena

ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			

Revisión general del equipo
Revisión del sistema eléctrico, electrónico
Verificación, empaque, cable AC.
Cambio de la electroválvula
Pruebas exitosas

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
20 psi 120 °C	20 psi 120 °C	20 psi 120 °C	/	/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Electroválvula 110V AC		1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Edison Romero
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Claudio Henrique
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION