



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

N° 26942

FECHA

Calí 20 01 21

Carrera 27 No. 15-24 - Celular 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA: Coemssayar

SEDE: Tequendama 44

NOMBRE DEL EQUIPO: Pieza de alta

MARCA:

MODELO:

UBICACION: Consultorio odontológico 1

SERIE:

CODIGO: No registra

INFRAESTRUCTURA

EQUIPO BIOMEDICO ☒

EQUIPO INDUSTRIAL ☐

EQUIPO DE COMPUTO ☐

OTRO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

DIAGNOSTICO:

VERIFICACION ☐

INSTALACION ☐

PROBLEMA PRESENTADO: La turbina no funciona

ACTIVIDADES

Revisión Aspecto Físico del Equipo	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Revisión Conexiones Eléctricas	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Limpieza Interna del Equipo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Limpieza Externa del Equipo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Pruebas de Funcionamiento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lubricación Partes	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

Revisión general del equipo
Se reporta que el equipo ha dejado de funcionar, se encuentra la turbina con daño interno irreparable y se reemplaza la turbina por una nueva.

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
1	1	1	1	1	1

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT.
Turbina NSK - 114	T014	1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Se recomienda lubricar la pieza 3 veces al día mínimo y ajustar suavemente las fresas.

Edison Romero

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Julio Cesar Parra

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

DOCUMENTO CONTROLADO POR: [Stamp] AUTORIZACION TOTAL SIN MODIFICACION: [Stamp]



Escaneado con CamScanner