

	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
			NOMBRE DEL EQUIPO: Tomografo	CONSECUTIVO: No Aplica
CLASIFICACION BIOMEDICA: Apoyo y Diagnóstico	CLASIFICACION DEL RIESGO: Alto(IIIB)	DESCRIPCION DEL EQUIPO:		
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo		 <p>Equipo para producción de imágenes de corte transversal del cuerpo por medio de reconstrucción por computador de la transmisión de rayos x.</p>		
OPERACIÓN DEL EQUIPO:				
ITEM:				
1	Comprobar antes de su uso; sistema eléctrico de luz y el sistema mecánico de la mesa			
2	El paciente debe quedarse en una posición estática mientras se ajusta el equipo para su respectivo examen.			
3	Colocar vestimenta especial para proteger el resto de partes del cuerpo			
4	Una vez realizado el examen, se procede a mover la mesa con cuidado y retirar protecciones			
RECOMENDACIONES DE USO:				
ITEM:				
1	Verificar que el lugar de ubicación del equipo sea estable			
2	Ubicar en un lugar no húmedo.			
3	Controlar y calibrar el equipo medico antes de su uso			
4	Verifique Conexiones del equipo			
5	No coloque líquidos sobre el equipo			
6				

	GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO: FO-M-MT-11	VERSION: 01
			FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020	
			NOMBRE DEL EQUIPO: Tomografo	CONSECUTIVO: No Aplica
CLASIFICACION BIOMEDICA: Apoyo y Diagnóstico	CLASIFICACION DEL RIESGO: Alto(IIIB)	ASPECTOS DE SEGURIDAD:		
1	Verifique el estado de la fuente de alimentación			
2	Verifique el estado de instalaciones donde se encuentra el equipo			
3	Verificar el sistema eléctrico del equipo			
4	Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo			
SEGURIDAD DEL PACIENTE:				
Extrema precaución dado que es un dispositivo que emite rayos X, los cuales no se sienten ni se ven a simple vista, aun así para el paciente este examen requiere de poco o nada de preparación especial. Hable con su doctor y con el tecnólogo si existe alguna posibilidad de que esté embarazada. Deje las joyas en casa y vista ropa suelta y cómoda. Se le podría pedir que se ponga una bata durante el examen.				
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:				
1	Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías			
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol			
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco			
SOLUCION DE PROBLEMAS:				
1	Comprobar fuentes de alimentación y/o cable de poder			
2	Comprobar y verificar alarmas cuando aplique			
3	Verifique las condiciones de configuración iniciales			
4	Verifique sistemas mecánicos, electrónicos y eléctricos cuando aplique			
5	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería			