

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24236

FECHA:

04 / 11 / 2027



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO William Bolaño

EMPRESA Codemssanar IPS

SEDE Hospital San Jose de Tuquerres

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO Monitor de signos vitales con capnografo

MARCA Mindray

MODELO JMEC 72

SERIE KA-06046797

UBICACION UCI

CÓDIGO No registra

TIPO EQUIPO Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☒ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO: Daño en el sensor de SPO2.

ACTIVIDADES

- ☒
- Prueba Funcional Inicial.
-
- ☒
- Revisión Aspecto Físico del Equipo.
-
- ☒
- Revisión Condiciones Ambientales.
-
- ☐
- Verificación Sistema Electrónico.
-
- ☐
- Verificación Sistema Hidráulico.
-
- ☐
- Verificación Sistema Neumático.
-
- ☐
- Verificación Sistema Mecánico.
-
- ☐
- Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐
- Verificación Sistema Óptico.
-
- ☐
- Verificación Sistema Electromecánico.
-
- ☐
- Verificación Sistema Vapor.
-
- ☐
- Verificación Sistema Operativo.
-
- ☐
- Limpieza Interna del Equipo.
-
- ☐
- Limpieza Externa del Equipo.
-
- ☐
- Lubricación de partes.
-
- ☒
- Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

- Reparación pulsioxímetro
- Prueba de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

95 SPO2

100 lat/min

Valor Medido

95 SPO2

100 lat/min

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle	Referencia	Cantidad
/	/	/

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co