



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE
SERVICIOS

Nº 26939

FECHA

Cali 19 01 21

Carrera 2ª No. 15-24 Celular 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO Edison Romero

EMPRESA Cocenzanar

SER Negroprotección

NOMBRE DEL EQUIPO Tensiómetro

MARCA Lord

MODEL 19 registra

UBICACIÓN 1ª consulta

SERIE 1181668

CODIGO 0408335

INFRAESTRUCTURA

EQUIPO INDUSTRIAL

EQUIPO INDUSTRIAL

EQUIPO DE COMPUTO

OTRO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DIAGNOSTICO

VERIFICACION

INSTALACION

PROBLEMA PRESENTADO

ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisión general del equipo
Revisión de manómetro, pera, válvula.
Verificación de fugas
Cambio de pera.
Pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mmHg	80 mmHg	80 mmHg	1	1	1

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Pera	1	1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

DOCUMENTO CONTROLADO. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION. 002



Escaneado con CamScanner