
		GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO:	VERSION:
				FO-M-MT-11	01
				FECHA DE VIGENCIA:	
				1/01/2020	
NOMBRE DEL EQUIPO:		Ventilador mecanico	CONSECUTIVO:		No Aplica
CLASIFICACION BIOMEDICA:		Tratamiento y Mantenimiento de la vida	CLASIFICACION DEL RIESGO:		Alto (IIB)
Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo			DESCRIPCION DEL EQUIPO:		
			Equipo biomedico utilizado para la asistencia respiratoria en pacientes de cuidado critico el aparato esta previsto para la utilización en hospitales y centros donde se disponga de personal medico especializado para la asistencia del paciente. el aparato se puede utilizar al lado de la cama y para los traslados en el centro siempre que se pueda suministrar en caso necesario el oxigeno.		
ITEM:	OPERACIÓN DEL EQUIPO:				
1	Conectar el equipo y calibrar para su uso				
2	Colocar manguera junto a los filtro				
3	Verificar si la manguera tiene fugas o el filtro esta dañado				
4	Ajustar parametros de ventilación según la condición clinica del paciente				
ITEM:	RECOMEDACIONES DE USO:				
1	Seguimiento e informes del estado del ventialdor				
2	No golpear el equipo				
3	Controlar y hacer buen uso de los accesorios				
4	Verifique funcionamiento con regularidad				
5	Instalar adecuadamente la valvula espiratoria				
6	Realizar limpieza y desinfección de Iso acceosrios del equipo				

		GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO		CODIGO:	VERSION:
				FO-M-MT-11	01
				FECHA DE VIGENCIA:	
				1/01/2020	
NOMBRE DEL EQUIPO:	Ventilador mecanico	CONSECUTIVO:	No Aplica		
CLASIFICACION BIOMEDICA:	Tratamiento y Mantenimiento de la vida	CLASIFICACION DEL RIESGO:	Alto (IIB)		
ASPECTOS DE SEGURIDAD:					
1	Mantener en un lugar seco y sin humedad				
2	verificar funcionamiento antes de cada uso				
3	Verificar el estado de la valvula espiratoria				
4	Desinfectar maximo 10 minutos en jabon enzimatico las valvulas espiratorias				
SEGURIDAD DEL PACIENTE:					
Al momento de usar el el ventilador de transporte con la manguera, evitar que este se desplace produciendo fallas su utilización somete inevitablemente al pulmón a un potencial daño físico, conocido como "lesión pulmonar inducida por ventilador" , tener cuidado por ser un equipo de apoyo vital.					
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO:					
1	Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías y accesorios				
2	Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol				
3	Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco				
SOLUCION DE PROBLEMAS:					
1	Comprobar fuentes de aire medicinales				
2	Comprobar y verificar alamas cuando aplique				
3	Verifique las condiciones de configuración iniciales y conexiones				
4	Verifique el estado de los filtros hidrofobicos y el circuito de ventilación				
5	En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería				