

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
|  | GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO | | CODIGO: FO-M-MT-11 | VERSION: 01 |
| | | | FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020 | |
| | | | NOMBRE DEL EQUIPO: Gramera | CONSECUTIVO: No Aplica |
| CLASIFICACION BIOMEDICA: Apoyo y Diagnóstico | CLASIFICACION DEL RIESGO: Bajo (I) | DESCRIPCION DEL EQUIPO: | | |
| Imagen con Propósitos ilustrativos, no representa el estado actual del equipo | |  <p>Es un tipo de balanza muy sensible, esto quiere decir que pesa cantidades muy pequeñas y también es utilizada para determinar o pesar la masa de objetos y gases.</p> | | |
| ITEM: | OPERACIÓN DEL EQUIPO: | | | |
| 1 | Conectar fuente de energía | | | |
| 2 | Encender con el botón inferior | | | |
| 3 | Colocar las muestras sobre el dispositivo | | | |
| 4 | Analizar y anotar resultados | | | |
| ITEM: | RECOMENDACIONES DE USO: | | | |
| 1 | Seguimiento e informes del estado | | | |
| 2 | No golpear el dispositivo | | | |
| 3 | Controlar y hacer buen uso de los accesorios | | | |
| 4 | Instalar sobre un superficie plana y estable libre de vibraciones | | | |
| 5 | No colocar objetos que superen el rango de funcionamiento del equipo | | | |
| 6 | No derramar líquidos en el equipo | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------------|
|  | GUIA RAPIDA DE MANEJO DE EQUIPO BIOMEDICO | | CODIGO: FO-M-MT-11 | VERSION: 01 |
| | | | FECHA DE VIGENCIA: 1/01/2020 | |
| | | | NOMBRE DEL EQUIPO: Gramera | CONSECUTIVO: No Aplica |
| CLASIFICACION BIOMEDICA: Apoyo y Diagnóstico | CLASIFICACION DEL RIESGO: Bajo (I) | ASPECTOS DE SEGURIDAD: | | |
| 1 | Mantener en un lugar seco y sin humedad | | | |
| 2 | verificar funcionamiento después de cada uso | | | |
| 3 | Verifique el estado del equipo | | | |
| 4 | Lea detenidamente la guía rápida de uso del equipo antes de utilizarlo | | | |
| SEGURIDAD DEL PACIENTE: | | | | |
| Cuidado al usar el dispositivo, ya que con golpes o colocar objetos muy pesados sobre el dispositivo este puede dañar el sensor de presión que tiene para medir los pesos. | | | | |
| LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO: | | | | |
| 1 | Apague el equipo desconecte de fuentes de alimentación o baterías | | | |
| 2 | Limpie las superficies externas con paño húmedo de alcohol | | | |
| 3 | Retire con la solución de limpieza con un paño limpio y seco | | | |
| SOLUCION DE PROBLEMAS: | | | | |
| 1 | Comprobar fuentes de alimentación | | | |
| 2 | Comprobar y verificar alambres cuando aplique | | | |
| 3 | Verifique las condiciones de configuración iniciales | | | |
| 4 | Verifique sistemas mecánicos, electrónicos y eléctricos cuando aplique | | | |
| 5 | En caso de falla comunicarse con el departamento de ingeniería | | | |